

Communiqué de presse

Metrohm vous propose l'EPOD ! (*Eluant Preparation On Demand*)

L'EPOD est l'outil idéal pour les utilisateurs de Chromatographie Ionique souhaitant automatiser la préparation de l'éluant.

Grâce à l'utilisation du Dosino et du Contrôleur de niveau, l'EPOD de Metrohm permet d'accéder très simplement à la préparation en ligne de tout type d'éluant.



Le Dosino dilue automatiquement un éluant concentré avec de l'eau ultrapure ; le mélange ainsi obtenu est ensuite transféré dans la bouteille d'éluant. Par exemple, 2L d'éluant peuvent permettre une autonomie d'1 mois d'analyses avec un éluant concentré 20 fois. Est-ce fiable ? Oui, Metrohm l'a prouvé par un test de stabilité sur 21 jours révélant des résultats remarquables.