

Communiqué de presse

Plus de souplesse pour la préparation automatique d'échantillons en Chromatographie Liquide.

Aucun doute là-dessus : l'un des points clé de tout développement en Chromatographie Liquide repose sur une préparation automatisée d'échantillons. Dans ce domaine, le nouveau module d'extension 872 repousse les limites encore plus loin. Combiné à la puissance du logiciel MagIC Net™ et la robustesse de la technologie du Dosino, le module d'extension 872 permet l'accès à une flexibilité inédite pour tout type de manipulation automatique d'échantillons.



Le module d'extension 872 comprend :

- une pompe péristaltique double canal additionnelle pour le transfert de liquides à basse pression,
- une vanne d'injection 6 voies pour utilisation en haute ou basse pression,
- une vanne de selection 10 voies.

Ces caractéristiques techniques permettent un accès direct et simple à des techniques du type : ajustement automatique du pH, dérivation pré-colonne, mélange de solutions, préparation automatisée d'échantillons sur cartouches...