

Communiqué de Presse

“Touch-and-go Titration” – Jamais un titrage n’a été aussi simple !


Aussi puissant qu’un PC, plus petit qu’un Netbook et aussi convivial qu’un iPhone – telles sont les fonctionnalités du Touch Control 900. L’utilisateur démarre un titrage en un seul click. Les 16 millions de couleurs disponibles à l’écran créent une ambiance visuelle inédite. Par ailleurs, la connexion des instruments en réseau permet la mise en relation de l’ensemble des données du laboratoire.

Jusqu’à 14 méthodes peuvent être accessibles simplement via un raccourci sur l’écran principal. En fonction du profil de chaque utilisateur, des méthodes favorites spécifiques sont accessibles directement et peuvent être démarrées par un simple click.

La micro-électronique très développée du Touch Control 900 permet désormais de s’affranchir complètement de l’utilisation d’un PC. Une interface Ethernet donne un accès direct à un intranet. Les rapports d’analyse sont envoyés sur l’imprimante de votre choix ou sauvegardés sur le réseau ou un disque dur externe. De plus, les résultats et autres données peuvent être exportés automatiquement vers un LIMS ou archivés localement.

Autres fonctionnalités du Touch Control 900:

- Une interface USB pour imprimante, clavier ou souris. Les méthodes et déterminations peuvent être sauvegardées directement sur une clé USB et exploitées à partir de ce même support.
- Un générateur de fichiers PDF pour créer des rapports d’analyse personnalisés.
- Un test automatique d’électrode pour garantir des résultats toujours fiables.
- Une fonction “Autostart”: les titrages coulométriques Karl-Fischer sont démarrés automatiquement dès l’introduction de l’échantillon.
- Une interface graphique de haute résolution configurable en plusieurs langues (en français notamment).
- Une conformité totale avec la réglementation FDA (CFR 21, Partie 11).



Mots-clé: titration

Domaines: agroalimentaire, pharmacie, produits chimiques, ...