

Communiqué de presse

Une plus grande facilité d'utilisation : l'Aquatrode plus dispose désormais d'un câble amovible

Metrohm vous présente la nouvelle Aquatrode plus avec sa connectique amovible (tête U), spécifiquement développée pour les mesures et titrages dans les échantillons faiblement chargés (eaux de surface ou eau désionisée par exemple).

En voici les principaux avantages :

- **Sa membrane de verre spécifique** de faible résistance permet d'effectuer des mesures dans des solutions peu concentrées. Son temps de réponse est donc très court (mesure rapide ou titrage à point final).
- **Son diaphragme rôdé fixe** de faible résistance crée un débit d'électrolyte faible et bien maîtrisé. Les mesures de pH et les titrages sont rapides, très précis et reproductibles.
- **Son design à double jonction** avec électrolyte à gel rend l'électrolyte interne indépendant des conditions analytiques.
- **Un blindage interne** évite toute interférence due à l'électricité statique
- Désormais, l'Aquatrode plus permet **un stockage simple, un accès facile à l'électrode et une flexibilité absolue** grâce à son câble amovible.



Site Web: news.metrohm.com

Mots-clé: Manipulation des électrodes, mesures

Domaines: Analyse de l'eau

Image: 60257600_s