

Communiqué de presse

Ti-Touch – un concentré du savoir-faire Metrohm !

Metrohm est fier de vous présenter Ti-Touch, le nouveau titreur compact pour l'analyse de routine. Que ce soit la version Ti-Touch Karl Fischer (915 KF Ti-Touch) ou Ti-Touch potentiométrique (916 Ti-Touch), les fonctions clés et avantages utilisateurs parlent d'eux-mêmes :

Une intégration parfaite

La burette, l'agitateur, le système de dosage et le module Touch Control sont regroupés pour former une unité compacte. Vous ne gaspillez pas l'espace « précieux » de votre paillasse.

Une sécurisation de vos données et une intégration au réseau maximales – sans ordinateur

Avec Ti-Touch, les utilisateurs peuvent générer des rapports informatisés au format PDF sécurisés - sans aucun ordinateur. Toutes les données générées (méthodes et déterminations) peuvent être transmises directement à un LIMS ou dans un intranet et gérées à cet endroit. De plus, Ti-Touch dispose d'une interface USB pour la connexion d'une imprimante, d'une clé USB ou d'un lecteur de code-barres.

Une sécurité d'utilisation maximale

Grâce au Dosino 800 avec son principe de dosage (breveté), Ti-Touch permet à l'utilisateur de changer le réactif de titrage KF sans aucun risque de contact avec le réactif.

Une simplicité d'utilisation maximale

Des icônes raccourcis permettent de positionner jusqu'à 14 méthodes favorites sur l'écran tactile. Vos méthodes démarrent en un seul geste ! Automatisation directe, fonctionnalités plug-and-play, surveillance automatique des composants du système et des résultats, voici les caractéristiques clé du Ti-Touch. Cette combinaison unique positionne Ti-Touch comme le titreur « Stand-Alone » (sans ordinateur) le plus puissant du marché.



Mots-clé : titrage

Domaines : toutes industries